


















## APLIKACE: okamžitě viditelné změny, přírodní, čistá

- |                           |   |                           |   |              |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|--------------|---|
| 1. Vrásky na čele         |  | 6. Vrásky pod dolním rtem |  | 11. Glabella |  |
| 2. Periokulární vrásky    |  | 7. Objem rtů              |  | 12. Krk      |  |
| 3. Tváře                  |  | 8. Kontura rtů            |  | 13. Dekolt   |  |
| 4. Nosoretní rýhy         |  | 9. Obličejové vrásky      |  | 14. Ruce     |  |
| 5. Vrásky nad horním rtem |  | 10. Nosní korekce         |  | 15. Brada    |  |

Významná výhoda výplňového materiálu JALOR spočívá v pokročilém čistícím a homogenizačním procesu.

- Další předností je zasíťování technologií BDDE s nejpokročilejší inovací trojrozměrné matice, která umožňuje navázat více **homogenního gelu než u konkurenčních výrobků**.
- Následně, s použitím nového exklusivního stupně homogenizace a optimalizace viskoelastického gelu, dochází k jeho stabilizované tekutosti, **výsledkem je vysoce viskózní a elastický materiál**.
- To vše vytvoří velmi hustý gel, který proudí skrz jehlu o síle 27G s **neobvyčejným efektem a výjimečným trváním**.
- Díky **velmi sofistikované čistící proceduře jsou eliminovány všechny nežádoucí chemické přísady včetně kyslíku. Jen za takových podmínek dosahuje produkt plné stability v injekční stříkačce.**

## re-style



JALOR re-style, Bio-stimulátor na nejvyšší úrovni.

Je nesporné, že vyplňování vrásek a zvyšování objemu není jediná cesta k omlazení, toto je důvodem použití přírodní nezasiťované kyseliny hyaluronové, která má důležitou úlohu v boji a prevenci proti stárnutí pleti. Výsledkem je zlepšení elasticity a pevnosti pokožky.

Speciální formulace JALOR re-style s velmi vysokou koncentrací kyseliny hyaluronové (18 mg/1 ml) společně s vysokou koncentrací glycerolu (20 mg/1 ml) a ultra vysokou molekulární hmotností (3 mil. Daltona) vydrží jeho účinek i více jak třikrát déle než konkurenční produkty. Umožňuje oživení optimálního fyziologického prostředí pro proliferaci fibroblastů, jejich stimulaci a pro neosyntézu kolagenu, elastinu a ostatních složek extracelulární matice.

#### Specifikace:

Objem..... 1 ml  
 Koncentrace HA..... 18 mg/1 ml  
 Stabilizátor Glycerol..... 20 mg/1 ml  
 Molekulární hmotnost..... 3 mil. Daltona  
 Jehly..... 2x 27G

## style



JALOR style, výplň pro každého.


Nejnovější výsledky vývoje ukazují, že v současné době patří polyvalentní výplně k těm nejčastěji používaným, nicméně technologie JALOR využívá speciálních funkcí k vytvoření **unikátního produktu**.

- Není živočišného původu: hyaluronát sodný se získává ze syntézy biologických procesů fermentace.
- Dvojitý účinek vysoce koncentrované zasíťované kyseliny hyaluronové s 23 mg/1 ml a biostimulační volné kyseliny hyaluronové.
- Ultra vysoká molekulární hmotnost produktu (3 mil. Daltona) je charakteristickou vlastností pro vynikající zasíťování, toto propojení nám umožňuje snížit degradaci kyseliny hyaluronové a tím maximalizuje dobu trvání ve tkáni.
- Spolupráce s butandiolem diglycidyletherem (BDDE), všeobecně známým činidlem síťování s minimální toxicitou, výrazně snižuje vznik alergií.

#### Specifikace:

Objem..... 1 ml  
 Koncentrace HA..... 23 mg/1 ml  
 Zasíťování..... BDDE  
 Dynamická viskozita..... 500.000 Pa s  
 Stupeň zasíťování..... ★★  
 Jehly..... 2x 27G

## intense



JALOR intense, pro zvýšení objemu.

Vynikající výsledky dosažené s JALOR style vedly k vytvoření specifického produktu, který zvýší objem tak, aby zaručil standardní charakteristiku technologie JALOR. Výsledkem je zasíťování gelu se stejným obsahem kyseliny hyaluronové 23 mg/1 ml, která je aplikovaná rovněž jehlou o síle 27G k dosažení požadované úrovně vyplňování bez způsobení poškození tkáně.

JALOR intense:

- Vyplňují linky a hluboké vrásky
- Obnovuje anebo vytváří objem
- Zvyšuje objem rtů

**Výjimečná doba vsřebání v rozmezí 8 až 18 měsíců po aplikaci.**

#### Specifikace:

Objem..... 1 ml  
 Koncentrace HA..... 23 mg/1 ml  
 Zasíťování..... BDDE  
 Dynamická viskozita..... 1 ml Pa s  
 Stupeň zasíťování..... ★★  
 Jehly..... 2x 27G